

# KERN 354-03

**KERN**

Conjunto de pesos, M2, 1 g - 100 g, Botão, aço inox virado fino (OIML), numa caixa de madeira



## Pictogramas

STANDARD



### Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M2
Família de produto	354

### Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 100 g
Peso de teste OIML classe	M2

### Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	151×91×49 mm
Número de pesos	9
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira
Material	aço inox virado fino (OIML)

### Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	151×91×49 mm
Peso líquido	0,51 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,55 kg
Peso bruto aprox.	0,55 kg
Peso de envio	0,51 kg

### Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-616
--	---------