

# KERN 354-04

# KERN

Gewichtssatz, M2, 1 g - 200 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Holzetui



## Piktogramme

STANDARD



### Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	354

### Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 200 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M2

### Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	160×98×58 mm
Anzahl Gewichte	11
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

### Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	160×98×58 mm
Nettogewicht	1,04 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Bruttogewicht ca.	1,2 kg
Versandgewicht	1,04 kg

### Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-617
--------------------------------------	---------