

# KERN 354-05

**KERN**

Conjunto de pesos, M2, 1 g - 500 g, Botão, aço inox virado fino (OIML), numa caixa de madeira



## Pictogramas

STANDARD



### Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M2
Família de produto	354

### Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 500 g
Peso de teste OIML classe	M2

### Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	168×98×78 mm
Número de pesos	12
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira
Material	aço inox virado fino (OIML)

### Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	168×98×78 mm
Peso líquido	1,71 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,8 kg
Peso bruto aprox.	1,8 kg
Peso de envio	1,71 kg

### Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-618
--	---------