

# KERN 354-056

**KERN**

Gewichtssatz, M2, 1 g - 500 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Aluminiumetui



## Piktogramme

STANDARD



### Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	354

### Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 500 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M2

### Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	210×140×98 mm
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl feingedreht

### Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	210×140×98 mm
Nettogewicht	1,6 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	2 kg

### Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-618
--------------------------------------	---------