

# KERN 354-056

**KERN**

Gewichtenset, M2, 1 g - 500 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M2
Productfamilie	354

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 500 g
Testgewicht OIML klasse	M2

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	210×140×98 mm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	210×140×98 mm
Nettogewicht	1,6 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	962-618
------------------------------------	---------