

KERN 354-076

KERN

Gewichtssatz, M2, 1 g - 2 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Aluminiumetui



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	354

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 2 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	278×180×138 mm
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl feingedreht

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	278×180×138 mm
Nettogewicht	5,15 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	6 kg
Bruttogewicht ca.	6 kg
Versandgewicht	5,55 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-620
--------------------------------------	---------