

KERN 354-076

KERN

Gewichtenset, M2, 1 g - 2 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



Pictogrammen

STANDARD



1 DAY

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M2
Productfamilie	354

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 2 kg
Testgewicht OIML klasse	M2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	278×180×138 mm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	278×180×138 mm
Nettogewicht	5,15 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	6 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	5,55 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	962-620
------------------------------------	---------