

KERN 354-076

KERN

Conjunto de pesos, M2, 1 g - 2 kg, Botão, aço inox virado fino, em caixa de alumínio



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M2
Família de produto	354

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 2 kg
Peso de teste OIML classe	M2

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	278×180×138 mm
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio
Material	aço inox virado fino

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	278×180×138 mm
Peso líquido	5,15 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	6 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envio	5,55 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkks	962-620
--	---------