

KERN 354-08

KERN

Kit di pesi, M2, 1 g - 5 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML), in una cassa di legno



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML M2
Famiglia di prodotti	354

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 5 kg
Peso di calibrazione OIML classe	M2

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	430×190×200 mm
Numero di pesi	16
Astuccio del set di pesi	in una cassa di legno
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	430×190×200 mm
Peso netto	17,81 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	18 kg
Peso lordo ca.	18 kg
Peso di spedizione	17,81 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS	962-621
---	---------