

KERN 354-09

KERN

Conjunto de pesos, M2, 1 g - 10 kg, Botão, aço inox virado fino (OIML), numa caixa de madeira



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M2
Família de produto	354

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 10 kg
Peso de teste OIML classe	M2

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	540×190×245 mm
Número de pesos	17
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira
Material	aço inox virado fino (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	540×190×245 mm
Peso líquido	30,61 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	32 kg
Peso bruto aprox.	34 kg
Peso de envio	32,5 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkS	962-622
---------------------------------------	---------