

KERN 354-096

KERN

Gewichtenset, M2, 1 g - 10 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



Pictogrammen

STANDARD



1 DAY

Categorie

| | |
|------------------|-------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Set van gewichten |
| Productgroep | OIML M2 |
| Productfamilie | 354 |

Meetsysteem

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 g - 10 kg |
| Testgewicht OIML klasse | M2 |

Ontwerp

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Bouwworm gewicht | Knop |
| Afmetingen (B×D×H) | 610×260×235 mm |
| Etui van gewichtenset | in aluminium behuizing |
| Materiaal | roestvrij staal fijn gedraaid |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 610×260×235 mm |
| Nettogewicht | 23,9 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 24 kg |
| Brutogewicht ca. | 28 kg |
| Verzendgewicht | 28 kg |

Diensten

| | |
|------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor DAkS-kalibratie | 962-622 |
|------------------------------------|---------|