

KERN 354-420-200

KERN

Étui en bois pour jeux de poids (Bouton/compact, 1 g - 50 g)



Catégorie

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Marque | KERN |
| Catégorie de produits | Valises & Étuis |
| Groupe de produit | Étui en bois |

Système de mesure

| | |
|--|-------------------|
| Étui adapté aux classes OIML | F2 + M1 + M2 + M3 |
| Étui adapté aux valeurs nominales de poids | 1 g - 50 g |
| Forme de poids appropriée pour l'étui | Bouton/compact |

Forme de construction

| | |
|--------------------|--------------|
| Dimensions (L×P×H) | 121×53×40 mm |
| Matériau | hêtre |

Emballage & expédition

| | |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N) | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 120×50×40 mm |
| Poids net | 0,15 kg |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Poids net env. | 0,15 kg |
| Poids brut env. | 0,15 kg |
| Poids d'expédition | 0,15 kg |

Pictogrammes

STANDARD

