

KERN 354-430-200

KERN

Cofanetto in legno per pesiere (Bottone/compact, 1 g - 100 g)



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Cofanetto in legno

Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	F2 + M1 + M2 + M3
Caso adatto ai valori di peso nominale	1 g - 100 g
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

Design

Dimensioni (L×P×A)	154×61×47 mm
Materiale	faggio

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	155×60×45 mm
Peso netto	0,3 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,30 kg
Peso di spedizione	0,3 kg

Pittogrammi

STANDARD

