

KERN 354-440-200

KERN

Estojo de madeira para conjuntos de pesos (Botão/compacto, 1 g - 200 g)



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo de madeira

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	F2 + M1 + M2 + M3
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 g - 200 g
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

Desenho

Dimensões (L×P×A)	140×80×70 mm
Material	faia

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	125×80×70 mm
Peso líquido	0,43 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,45 kg
Peso bruto aprox.	0,45 kg
Peso de envio	0,43 kg

Pictogramas

STANDARD

