

# KERN 354-450-200

**KERN**

Cofanetto in legno per pesiere (Bottone/compact, 1 g - 500 g)



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Cofanetto in legno

## Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	F2 + M1 + M2 + M3
Caso adatto ai valori di peso nominale	1 g - 500 g
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

## Design

Dimensioni (L×P×A)	183×82×80 mm
Materiale	faggio

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	170×80×80 mm
Peso netto	0,61 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,65 kg
Peso lordo ca.	0,65 kg
Peso di spedizione	0,61 kg

## Pittogrammi

STANDARD

