

# KERN 362-96

# KERN

Gewichtssatz, M3, 1 g - 1 kg, Edelstahl (1 g - 50 g) und Gusseisen lackiert ( $\geq 100$  g), Knopfform ( $\leq 50$  g,  $\geq 500$  g) und Zylinderform (100 g, 200 g), im Holzblock



## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	362

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 1 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M3

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	260×95×50 mm
Anzahl Gewichte	13
Etui des Gewichtssatzes	im Holzblock
Material	Gusseisen lackiert

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	260×95×50 mm
Nettogewicht	2,75 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Bruttogewicht ca.	2,8 kg
Versandgewicht	2,75 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-619
--------------------------------------	---------