

# KERN 362-96

**KERN**

Juego de pesas, M3, 1 g - 1 kg, acero inoxidable (1 g - 50 g) y hierro fundido lacado ( $\geq 100$  g), botón ( $\leq 50$  g,  $\geq 500$  g) y cilindro (100 g, 200 g), en un bloque de madera



## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Marca                 | KERN           |
| Categoría de producto | Juego de pesas |
| Grupo de producto     | OIML M3        |
| Familia de productos  | 362            |

## Sistema de medición

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Peso de control - valor nominal | 1 g - 1 kg |
| Peso de control OIML clase      | M3         |

## Diseño

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Forma constructiva pesa   | Botón                  |
| Dimensiones (A×P×A)       | 260×95×50 mm           |
| Número de pesos           | 13                     |
| Estuche de juego de pesas | en un bloque de madera |
| Material                  | hierro fundido lacado  |

## Embalaje y envío

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N)           | 1 d                  |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 260×95×50 mm         |
| Peso neto                        | 2,75 kg              |
| Método de envío                  | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox.                 | 2,8 kg               |
| Peso bruto aprox.                | 2,8 kg               |
| Peso de envío                    | 2,75 kg              |

## Servicios

|   |         |
|---|---------|
| Número de artículo para calibración DAkkS | 962-619 |
|---|---------|