

# KERN 362-96

# KERN

Jeu de poids, M3, 1 g - 1 kg, acier inox (1 g - 50 g) et fonte laquée ( $\geq 100$  g), bouton ( $\leq 50$  g,  $\geq 500$  g) et cylindre (100 g, 200 g), dans un bloc de bois



## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Marque                | KERN         |
| Catégorie de produits | Jeu de poids |
| Groupe de produit     | OIML M3      |
| Famille de produits   | 362          |

## Système de mesure

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Poid de contrôle - valeur nominale | 1 g - 1 kg |
| Poid de contrôle OIML classe       | M3         |

## Forme de construction

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Forme poid           | Bouton               |
| Dimensions (L×P×H)   | 260×95×50 mm         |
| Nombre de poids      | 13                   |
| Étui du jeu de poids | dans un bloc de bois |
| Matériau             | fonte laquée         |

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N)        | 1 d              |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 260×95×50 mm     |
| Poids net                    | 2,75 kg          |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Poids net env.               | 2,8 kg           |
| Poids brut env.              | 2,8 kg           |
| Poids d'expédition           | 2,75 kg          |

## Services

|  |         |
|--|---------|
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS | 962-619 |
|--|---------|