

# KERN 362-97

# KERN

Jeu de poids, M3, 1 g - 2 kg, acier inox (1 g - 50 g) et fonte laquée ( $\geq 100$  g), bouton ( $\leq 50$  g,  $\geq 500$  g) et cylindre (100 g, 200 g), dans un bloc de bois



## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML M3
Famille de produits	362

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g - 2 kg
Poid de contrôle OIML classe	M3

## Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	340×120×60 mm
Nombre de poids	15
Étui du jeu de poids	dans un bloc de bois
Matériau	fonte laquée

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	340×120×60 mm
Poids net	7,3 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	8 kg
Poids brut env.	8 kg
Poids d'expédition	7,3 kg

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-620
--	---------