

KERN 362-97

KERN

Gewichtenset, M3, 1 g - 2 kg, roestvrij staal (1 g - 50 g) en gietijzer gelakt (≥ 100 g), knop (≤ 50 g, ≥ 500 g) en cilinder (100 g, 200 g), in een blok hout



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	362

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 2 kg
Testgewicht OIML klasse	M3

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (BxDxH)	340x120x60 mm
Aantal gewichten	15
Etui van gewichtenset	in een blok hout
Materiaal	gietijzer gelakt

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	340x120x60 mm
Nettogewicht	7,3 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Brutogewicht ca.	8 kg
Verzendgewicht	7,3 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-620
-------------------------------------	---------