

KERN 362-970-300

KERN

Cofanetto in legno per pesiere (Bottone/compact, 1 g - 2 kg)



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Cofanetto in legno

Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	M3
Caso adatto ai valori di peso nominale	1 g - 2 kg
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

Design

Dimensioni (L×P×A)	340×120×60 mm
Materiale	faggio

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	340×120×60 mm
Peso netto	1,3 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,4 kg
Peso lordo ca.	1,4 kg
Peso di spedizione	1,3 kg

Pittogrammi

STANDARD

