

KERN 362-970-300

Houten etui voor gewichtensets (Knopvormig/compactvormig, 1 g - 2 kg)



Categorie

| | |
|------------------|----------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Koffers & Euis |
| Productgroep | Houten etui |

Meetsysteem

| | |
|--|------------------------------|
| Geval geschikt voor OIML-klassen | M3 |
| Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden | 1 g - 2 kg |
| Geschikt gewichtsonwerp voor koffer | Knopvormig/ compactvormig |

Ontwerp

| | |
|--------------------|---------------|
| Afmetingen (B×D×H) | 340×120×60 mm |
| Materiaal | beuken |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 340×120×60 mm |
| Nettogewicht | 1,3 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 1,4 kg |
| Brutogewicht ca. | 1,4 kg |
| Verzendgewicht | 1,3 kg |

Pictogrammen

STANDARD

