

# KERN 362-970-300

Estojo de madeira para conjuntos de pesos (Botão/compacto, 1 g - 2 kg)



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo de madeira

## Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	M3
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 g - 2 kg
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	340×120×60 mm
Material	faia

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	340×120×60 mm
Peso líquido	1,3 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,4 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envio	1,3 kg

## Pictogramas

STANDARD

