

KERN 362-98

KERN

Gewichtssatz, M3, 1 g - 5 kg, Edelstahl (1 g - 50 g) und Gusseisen lackiert (≥ 100 g), Knopfform (≤ 50 g, ≥ 500 g) und Zylinderform (100 g, 200 g), im Holzblock



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	362

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 5 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M3

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	390×150×70 mm
Anzahl Gewichte	16
Etui des Gewichtssatzes	im Holzblock
Material	Gusseisen lackiert

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	390×150×70 mm
Nettogewicht	13,2 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	14 kg
Bruttogewicht ca.	14 kg
Versandgewicht	13,2 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-621
--------------------------------------	---------