

# KERN 362-98

**KERN**

Gewichtenset, M3, 1 g - 5 kg, roestvrij staal (1 g - 50 g) en gietijzer gelakt ( $\geq 100$  g), knop ( $\leq 50$  g,  $\geq 500$  g) en cilinder (100 g, 200 g), in een blok hout



## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	362

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 5 kg
Testgewicht OIML klasse	M3

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (BxDxH)	390x150x70 mm
Aantal gewichten	16
Etui van gewichtenset	in een blok hout
Materiaal	gietijzer gelakt

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	390x150x70 mm
Nettogewicht	13,2 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	14 kg
Brutogewicht ca.	14 kg
Verzendgewicht	13,2 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	962-621
------------------------------------	---------