

KERN 362-98

KERN

Conjunto de pesos, M3, 1 g - 5 kg, aço inox (1 g - 50 g) e ferro fundido envernizado (≥ 100 g), botão (≤ 50 g, ≥ 500 g) e cilindro (100 g, 200 g), num bloco de madeira



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML M3
Família de produto	362

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 5 kg
Peso de teste OIML classe	M3

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	390×150×70 mm
Número de pesos	16
Estojo do conjunto de pesos	num bloco de madeira
Material	ferro fundido envernizado

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	390×150×70 mm
Peso líquido	13,2 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	14 kg
Peso bruto aprox.	14 kg
Peso de envio	13,2 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-621
--	---------