

KERN 362-99

KERN

Kit di pesi, M3, 1 g - 10 kg, acciaio inossidabile (1 g - 50 g) e ghisa laccata (≥ 100 g), pulsante (≤ 50 g, ≥ 500 g) e cilindro (100 g, 200 g), in un blocco di legno



Pittogrammi

STANDARD



1 DAY

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML M3
Famiglia di prodotti	362

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 10 kg
Peso di calibrazione OIML classe	M3

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	510×150×70 mm
Numero di pesi	17
Astuccio del set di pesi	in un blocco di legno
Materiale	ghisa laccata

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	510×150×70 mm
Peso netto	23,5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	24 kg
Peso lordo ca.	24 kg
Peso di spedizione	23,5 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS	962-622
---	---------