

KERN 362-99

KERN

Gewichtenset, M3, 1 g - 10 kg, roestvrij staal (1 g - 50 g) en gietijzer gelakt (≥ 100 g), knop (≤ 50 g, ≥ 500 g) en cilinder (100 g, 200 g), in een blok hout



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	362

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 10 kg
Testgewicht OIML klasse	M3

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	510×150×70 mm
Aantal gewichten	17
Etui van gewichtenset	in een blok hout
Materiaal	gietijzer gelakt

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	510×150×70 mm
Nettogewicht	23,5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	24 kg
Brutogewicht ca.	24 kg
Verzendgewicht	23,5 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	962-622
------------------------------------	---------