

KERN 366-86

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 5 kg, Blok, gietijzer gelakt



Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-
kalibratie 962-643

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	366

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	5 kg
Testgewicht - volume (cm ³)	704,2254
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	59,512
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	2,5 g
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	1500
Testgewicht OIML klasse	M3

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Blok
Afmetingen gewicht (B×D×H)	150×75×84 mm
Materiaal	gietijzer gelakt

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×75×84 mm
Nettogewicht	5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Brutogewicht ca.	5,0 kg
Verzendgewicht	5 kg