

KERN 366-87

KERN

Peso singolo, classe OIML M3, 10 kg, Blocco, ghisa laccata



Servizi

Numero di articolo per calibrazione 962-644
DAkKS

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M3
Famiglia di prodotti	366

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	10 kg
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	1408,4507
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	119,024
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	5 g
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	1500
Peso di calibrazione OIML classe	M3

Design

Struttura peso	Blocco
Dimensioni peso (L×P×A)	190×95×109 mm
Materiale	ghisa laccata

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	190×95×109 mm
Peso netto	10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	10 kg
Peso lordo ca.	10 kg
Peso di spedizione	10 kg