

KERN 366-87

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 10 kg, Blok, gietijzer gelakt



Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-
kalibratie 962-644

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	366

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	10 kg
Testgewicht - volume (cm ³)	1408,4507
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	119,024
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	5 g
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	1500
Testgewicht OIML klasse	M3

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Blok
Afmetingen gewicht (B×D×H)	190×95×109 mm
Materiaal	gietijzer gelakt

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	190×95×109 mm
Nettogewicht	10 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	10 kg