

KERN 366-88

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 20 kg, Block, Gusseisen lackiert



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-645

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	366

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	20 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	2816,9014
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	238,048
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	10 g
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	1500
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M3

Bauform

Bauform Gewicht	Block
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	230×115×139 mm
Material	Gusseisen lackiert

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×115×139 mm
Nettogewicht	20 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	20 kg
Bruttogewicht ca.	20 kg
Versandgewicht	20 kg