

KERN 366-89

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 50 kg, Blok, gietijzer gelakt



Diensten

Artikelnummer voor DAkS-
kalibratie 962-646

Pictogrammen

STANDARD



2 DAYS

Categorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Individueel gewicht |
| Productgroep | OIML M3 |
| Productfamilie | 366 |

Meetsysteem

| | |
|---|-----------|
| Testgewicht - nominale waarde | 50 kg |
| Testgewicht - volume (cm ³) | 7042,2535 |
| Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³) | 595,12 |
| Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-) | 25 g |
| Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML) | 1500 |
| Testgewicht OIML klasse | M3 |

Ontwerp

| | |
|----------------------------|------------------|
| Bouwworm gewicht | Blok |
| Afmetingen gewicht (B×D×H) | 310×155×192 mm |
| Materiaal | gietijzer gelakt |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 2 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 310×155×192 mm |
| Nettogewicht | 50 kg |
| Verzendmethode | Expeditie |
| Nettogewicht ca. | 50 kg |
| Brutogewicht ca. | 50 kg |
| Verzendgewicht | 50 kg |