

# KERN 366-91

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 100 g, Zylinder, Gusseisen lackiert

# KERN



## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-637

## Piktogramme

## STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	366

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	100 g
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	14,0845
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	1,1902
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	50 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	1500
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M3

## Bauform

Bauform Gewicht	Zylinder
Abmessungen (Ø×H)	31×22 mm
Material	Gusseisen lackiert

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	31×31×22 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg