

# KERN 366-91

**KERN**

Peso singolo, classe OIML M3, 100 g, Cilindro, ghisa laccata



## Servizi

Numero di articolo per calibrazione 962-637  
DAkKS

## Pittogrammi

## STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M3
Famiglia di prodotti	366

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	100 g
Peso di calibrazione - volume (cm <sup>3</sup> )	14,0845
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm <sup>3</sup> )	1,1902
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	50 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	1500
Peso di calibrazione OIML classe	M3

## Design

Struttura peso	Cilindro
Dimensioni (Ø×A)	31×22 mm
Materiale	ghisa laccata

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	31×31×22 mm
Peso netto	0,1 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg