

KERN 366-91

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 100 g, Cilinder, gietijzer gelakt



Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-
kalibratie 962-637

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	366

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	100 g
Testgewicht - volume (cm ³)	14,0845
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	1,1902
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	50 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	1500
Testgewicht OIML klasse	M3

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Cilinder
Afmetingen (Ø×H)	31×22 mm
Materiaal	gietijzer gelakt

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	31×31×22 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg