

KERN 366-92

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 200 g, Zylinder, Gusseisen lackiert



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-638

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	366

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	200 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	28,169
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	2,3805
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	100 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	1500
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M3

Bauform

Bauform Gewicht	Zylinder
Abmessungen (Ø×H)	39×28 mm
Material	Gusseisen lackiert

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	39×39×28 mm
Nettogewicht	0,2 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,2 kg