KERN **366-92**



Pesas individuales, Clase OIML M3, 200 g, Cilindro, hierro fundido lacado



Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS

962-638

Pictogramas

STANDARD



Categoría	
Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M3
Familia de productos	366

Sistema de medición	
Peso de control - valor nominal	200 g
Peso de control - volumen (cm³)	28,169
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm³)	2,3805
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	100 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	1500
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	M3

Diseño	
Forma constructiva pesa	Cilindro
Dimensiones (Ø×A)	39×28 mm
Material	hierro fundido lacado

Embalaje y envío	
Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	39×39×28 mm
Peso neto	0,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envío	0,2 kg

1