

KERN 366-92

KERN

Peso singolo, classe OIML M3, 200 g, Cilindro, ghisa laccata



Servizi

Numero di articolo per calibrazione 962-638
DAkKS

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M3
Famiglia di prodotti	366

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	200 g
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	28,169
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	2,3805
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	100 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	1500
Peso di calibrazione OIML classe	M3

Design

Struttura peso	Cilindro
Dimensioni (Ø×A)	39×28 mm
Materiale	ghisa laccata

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	39×39×28 mm
Peso netto	0,2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,20 kg
Peso lordo ca.	0,20 kg
Peso di spedizione	0,2 kg