

KERN 366-92

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 200 g, Cilinder, gietijzer gelakt



Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-
kalibratie 962-638

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	366

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	200 g
Testgewicht - volume (cm ³)	28,169
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	2,3805
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	100 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	1500
Testgewicht OIML klasse	M3

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Cilinder
Afmetingen (Ø×H)	39×28 mm
Materiaal	gietijzer gelakt

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	39×39×28 mm
Nettogewicht	0,2 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,2 kg