

KERN 366-92

KERN

Peso individual, Classe OIML M3, 200 g, Cilindro, ferro fundido envernizado



Serviços

Número do artigo para calibração 962-638
DAkKS

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M3
Família de produto	366

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	200 g
Peso de teste - volume (cm ³)	28,169
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	2,3805
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	100 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	1500
Peso de teste OIML classe	M3

Desenho

Forma de construção peso	Cilindro
Dimensões (Ø×A)	39×28 mm
Material	ferro fundido envernizado

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	39×39×28 mm
Peso líquido	0,2 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envio	0,2 kg