

# KERN 366-93

**KERN**

Peso individual, Classe OIML M3, 500 g, Botão, ferro fundido envernizado



## Serviços

Número do artigo para calibração 962-639  
DAkKS

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML M3
Família de produto	366

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	500 g
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	70,4225
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	5,9512
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	250 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	1500
Peso de teste OIML classe	M3

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	46×68 mm
Material	ferro fundido envernizado

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	46×46×68 mm
Peso líquido	0,5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envio	0,5 kg