

KERN 366-94

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 1 kg, Knopf, Gusseisen lackiert



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-641

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	366

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	140,8451
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	11,9024
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	500 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	1500
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M3

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	55×87 mm
Material	Gusseisen lackiert

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	55×55×87 mm
Nettogewicht	1 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Bruttogewicht ca.	1,00 kg
Versandgewicht	1 kg