

KERN 366-94

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 1 kg, Knop, gietijzer gelakt



Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-
kalibratie 962-641

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	366

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 kg
Testgewicht - volume (cm ³)	140,8451
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	11,9024
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	500 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	1500
Testgewicht OIML klasse	M3

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	55×87 mm
Materiaal	gietijzer gelakt

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	55×55×87 mm
Nettogewicht	1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg