

# KERN 366-95

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 2 kg, Knopf, Gusseisen lackiert

# KERN



## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-642

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	366

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	2 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	281,6901
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	23,8048
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	1 g
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	1500
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M3

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	70×113 mm
Material	Gusseisen lackiert

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	70×70×113 mm
Nettogewicht	2 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	2 kg