

# KERN 366-96

# KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 5 kg, Knopf, Gusseisen lackiert



## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-643

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	366

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	5 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	704,2254
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	59,512
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	2,5 g
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	1500
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M3

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	94×146 mm
Material	Gusseisen lackiert

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	94×94×146 mm
Nettogewicht	5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Bruttogewicht ca.	5,0 kg
Versandgewicht	5 kg