

KERN 366-96

KERN

Peso singolo, classe OIML M3, 5 kg, Pulsante, ghisa laccata



Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS 962-643

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M3
Famiglia di prodotti	366

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	5 kg
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	704,2254
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	59,512
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	2,5 g
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	1500
Peso di calibrazione OIML classe	M3

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	94×146 mm
Materiale	ghisa laccata

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	94×94×146 mm
Peso netto	5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	5,0 kg
Peso lordo ca.	5,0 kg
Peso di spedizione	5 kg