

# KERN 366-96

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M3, 5 kg, Knop, gietijzer gelakt



## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-  
kalibratie 962-643

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M3
Productfamilie	366

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	5 kg
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	704,2254
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	59,512
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	2,5 g
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	1500
Testgewicht OIML klasse	M3

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	94×146 mm
Materiaal	gietijzer gelakt

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	94×94×146 mm
Nettogewicht	5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Brutogewicht ca.	5,0 kg
Verzendgewicht	5 kg