

# KERN 440-330-002

**KERN**

Copertina rigida di protezione per tastiera e struttura esterna



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Copertina rigida di protezione

## Design

Materiale	A PET
-----------	-------

## Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	235×170×35 mm
Peso netto	0,022 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,3 kg

## Pittogrammi

STANDARD

