

KERN 440-A01

KERN

Gancho para pesagens subterrâneas de cargas suspensas, de série, reequipável



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças
Grupo de produto	Gancho

Desenho

Material	metal
Capacidade nominal de carga (WLL)	6 kg

Condições ambientais

Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	55×20×3 mm
Peso líquido	0,01 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envio	0,2 kg

Pictogramas

STANDARD

